

Produkt**Ring-Pessar (dünn)****Thema/
Produktbeschreibung**

Sind der Halteapparat der Gebärmutter (Uterus) und die Beckenbodenmuskulatur zu schwach, um die Gebärmutter in ihrer Position zu halten, kommt es zu einer Gebärmutterensenkung. Ursache für die Senkung ist eine Schwäche des Beckenbodens z. B. durch Geburten sehr schwere Kinder oder Mehrlingsgeburten. Die Gebärmutter und die anderen Organe des kleinen Beckens werden nicht mehr in der richtigen Position gehalten.

Die Senkung der Gebärmutter geht zusätzlich häufig mit einer Harninkontinenz einher. Mit konservativen (nicht operativen) Behandlungsmethoden können bei leichtgradiger Senkung bzw. bei einer geringen Inkontinenz gute Behandlungserfolge erzielt werden. Seit Jahrzehnten haben sich Ring Pessare in der Behandlung des Deszensus uteri oder des Prolaps vaginae sowie der damit verbundenen Harninkontinenz bewährt.

Ring Pessare sind in verschiedenen Standardgrößen verfügbar, sodass für jede Patientin ein höchstmöglicher Tragekomfort gewährt wird.

Das medesign Ring-Pessar-Anpassset ermöglicht eine Anpassung der Pessargröße in der Arztpraxis und enthält die Größen 65, 70, 75 u. 80 mm.

Hinweis

siehe Gebrauchsanweisung

Zutaten/Inhaltsstoffe

Material: medizinisch Silikon

Klassifizierung

Medizinprodukt Klasse IIb, Behandlungseinheit mit Medizinprodukt Klasse IIa

Inhalt

- 1 Pessar (Silikon) mit Gebrauchsanweisung
- 1 Ladysoft Gleitgel, 30ml, mit Gebrauchsanweisung

Produktdaten

Artikelbezeichnung	Größe	Artikelnummer	EAN Code
Ring-Pessar	45 mm	MED1001442	4250201201942
Ring-Pessar	50 mm	MED1000100	4250201201959
Ring-Pessar	55 mm	MED1000101	4250201201966
Ring-Pessar	60 mm	MED1000102	4250201201973
Ring-Pessar	65 mm	MED1000103	4250201201980
Ring-Pessar	70 mm	MED1000104	4250201201997
Ring-Pessar	75 mm	MED1000105	4250201202000
Ring-Pessar	80 mm	MED1000106	4250201202017
Ring-Pessar	85 mm	MED1000107	4250201202024
Ring-Pessar	90 mm	MED1000108	4250201202031
Ring-Pessar	95 mm	MED1000109	4250201202048
Ring-Pessar	100 mm	MED1000434	4250201202055
Anpassset (MP Kl. I)	65, 70, 75 und 80 mm	MED1000489	4250201202581

Alle Angaben unter Vorbehalt. Originale können produktionsbedingt von den Abbildungen abweichen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

L:\Werbung\Marketing &
Sales\Produktbeschreibungen_freigegeben\ringpessar.doc

Stand 26.08.2011
Freigegeben am:



medesign I. C. GmbH Dietranszeller Str. 6 D-83623 Dietranszell
Phone: ++49-8027-90738-0 Fax: ++49-8027-90738-27
email: info@medesign.de internet: www.medesign.de